

# フェイシャルマスク

上顎前方牽引装置。上顎を前方に引き出して、受け口（反対咬合）を改善します。

## ✦ 使用方法

- ・ 指導された装着時間（通常12～14時間／日）を守る。
- ・ 夜間と帰宅後に装着。（学校・外出時は外してOK）
- ・ ゴムを必ず指定した掛け方で装着する。

## ✦ 注意事項

- ・ 装置の装着角度を変えない。
- ・ 顔に圧痕・痛みがある場合は無理に使用しない
- ・ マスクが壊れたら使用を中止して医院に連絡

## ✦ お手入れ

- ・ 毎日、接触部（額・顎パッド）を軽く水拭き
- ・ パッドは清潔なタオルなどで拭く。
- ・ 金属部分はサビ防止のため水洗いNG。

